

移乗リフトチェア

transfer Lift Chair

CARE - L300

daito

労力 負担軽減 **時間** 負担軽減 **導入コスト** 負担軽減



介護保険
対応



軽い力で引き上げ



テーブル付



トイレまで移動が可能

**自力での移動が困難な要介護者の方が
安全かつ簡単に座ったまま移動が可能なリフトチェアです。**

- **レバレッジ機構**※により、介護者が楽に要介護者をスムーズに持ち上げることができます。
- **油圧ペダル**で、座面の高さを簡単にベッドの高さに合わせて調整できます。
- **4つの自在キャスター**で座ったまま移乗できるため、要介護者の身体への負担を軽減します。長時間座る場合でも、キャスターにロック機能があり、安全に使用できます。
- **座面は2層構造**になっており、
→1層目は平らな形状で、長時間でも快適に座れます。
→2層目は中央が空洞で、座ったままトイレで排泄が可能です。
- **テーブル**が付属しており、食事用としてもご利用いただけます。
- **手動式**のため充電の必要がなく、停電時でも安心して使用できます。

※レバレッジ構造はてこの原理です。

商品紹介動画

下記のQRコードよりアクセス
してご覧ください。



製品仕様

移乗リフトチェア <CARE - L300>

全 体 サ イ ズ	W620×D1100×H1040～1240mm
座 面 サ イ ズ	W540×D420mm
重 量	約41kg
材 質	スチール、PU、PP

使用者最大体重	100kg
J A N コ ー ド	4930444177548
T A I S N o .	02282-000002

daito 株式会社 **ダイト**

〒112-0014 東京都文京区関口3-4-3

TEL. 03(5976)4111(代)

FAX. 03(5976)4040

URL. <https://www.daito-inc.co.jp>

お問い合わせ・お申し込み